

Vaše elektronická váha byla navržena, aby přesně zaznamenala Váš přírůstek nebo ztrátu váhy v určitém časovém období a při běžném používání Vám bude sloužit dlouhé roky. Chcete-li získat od Vaší váhy to nejlepší, přečtěte si pozorně návod a držte se instrukcí.

Pokyny na použití:

1. Položte váhu na pevný a rovný povrch. Vyhněte se kobercům nebo jakémukoliv měkkému povrchu.
2. Postavte se na váhu rovně a bez naklánění. Dejte chodidla na váhu a čekejte, dokud se Vaše správná váha nezobrazí na displeji.

Změna jednotek

Stiskněte tlačítko, které je umístěno zespodu váhy. Pak zvolte libovolně jednotky mezi kg, lb nebo st.

Automatické vypnutí

Stoupnete-li si mimo váhu, automaticky se vypne. (Pokud není ničím zatížena, dokud se na displeji nezobrazí nula, váha se automaticky vypne po 7 vteřinách).

Indikátor přetížení

Pokud je váha přetížena (přes 150 kg/330 lb/23.58 st), zobrazí se na displeji následující obrázek.



Indikátor nízké baterie

Když jsou potřeba vyměnit baterie, zobrazí se na displeji následující obrázek.

K výměně baterií otevřete zadní kryt váhy a vyjměte baterie z přihrádky podle následujících instrukcí: zatlačte kovový kryt ven Vaším nehtem nebo ostrým předmětem. Baterie by měla vyskočit. Zlikvidujte staré baterie na bezpečném místě. Nevystavujte ohni.



Zdroj napájení:

Lithiové baterie jsou v rámci balení (CR2032). Odstraňte izolaci z kontaktů baterií před použitím. Nahraďte baterie, když se ukáže indikátor slabé baterie.

Varování: Váha je kluzká, když je vlhká.

Specifikace:

- vybaveno vysoce přesným tenzometrem
- platforma je vyrobena z tvrzeného bezpečnostního skla
- kapacita: 150 Kg (330 lb, 23.5 st)
- dělení: 100 g/0.2 lb
- LCD displej (25 mm – 1“)
- zapnutí při stoupnutí
- automaticky vypínací
- indikátor přetížení
- indikátor slabé baterie

Údržba:

Umístěním váhy na tvrdou a rovnou plochu zajistíte přesnější vážení.

Vážte se vždy na stejném povrchu jako minule. Jiné povrchy mohou zapříčinit méně přesné vážení.

Vážte se vždy bez oblečení, bosí a před jídlem. Doporučeno je, se vážit ráno.

Váha zaokrouhluje nahoru nebo dolů k nejbližšímu 100 g/0.2 lb. Pokud se vážíte dvakrát a dostanete dva různé výsledky, Vaše váha je mezi dvěma výsledky.

Čistěte váhu s vlhkým hadrem, ale nedovolte, aby se voda dostala dovnitř váhy. Nepoužívejte žádný chemický prostředek.

Vyjměte baterie, pokud nebudete váhu používat delší dobu.

Zacházejte s váhou opatrně. Předcházejte pádu a neskákejte na váze.

Záruka

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani na poškození způsobené nesprávným používáním. Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a výrobní vady.



Výrobce prohlašuje, že výrobek je v souladu se Směrnicí 2014/30/EU a vyhovuje EN 55014-1:2017, EN55014-2:2015.
TÜV SÜD Product Service GmbH Německo No: E8A180484853003



NÁVOD NA POUŽITIE

váha osobná 150 kg digitálna, tvrdené sklo
399960



Vaša elektronická váha bola navrhnutá, aby presne zaznamenala Váš prírastok alebo stratu hmotnosti v určitom časovom období a pri bežnom používaní Vám bude slúžiť dlhé roky. Ak chcete získať od Vašej váhy to najlepšie, prečítajte si pozorne návod a držte sa inštrukcií.

Pokyny na použitie

1. Položte váhu na pevný a rovný povrch. Vyhnite sa kobercom alebo akémukoľvek mäkkému povrchu.
2. Postavte sa na váhu rovno a bez nakláňania. Dajte chodidlá na váhu a čakajte, kým sa Vaša správna váha nezobrazí na displeji.

Zmena jednotiek

Stlačte tlačidlo, ktoré je umiestnené zospodu váhy. Potom zvolíte ľubovoľne jednotky medzi kg, lb alebo st.

Automatické vypnutie

Ak sa postavíte mimo váhu, automaticky sa vypne. (Ak nie je ničím zaťažená, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nula, váha sa automaticky vypne po 7 sekundách).

Indikátor preťaženia

Ak je váha preťažená (cez 150 kg / 330 lb / 23.58 st), zobrazí sa na displeji nasledujúci obrázok.



Indikátor nízkej batérie

Keď je potrebné vymeniť batérie, zobrazí sa na displeji nasledujúci obrázok.

K výmene batérií otvorte zadný kryt váhy a vyberte batérie z priehradky podľa nasledujúcich inštrukcií: zatlačte kovový kryt von Vaším nechtom alebo ostrým predmetom. Batéria by mala vyskočiť. Zlikvidujte staré batérie na určenom zbernom mieste. Nevystavujte ohňu.



Zdroj napájania:

Lítiové batérie sú v rámci balení (CR2032). Odstráňte izoláciu z kontaktov batérií pred použitím. Nahraďte batérie, keď sa ukáže indikátor slabej batérie.

Varovanie: Váha je klzká, keď je vlhká.

Špecifikácia:

- vybavené vysoko presným tenzometrom
- platforma je vyrobená z tvrdeného bezpečnostného skla
- kapacita: 150 Kg (330 lb, 23.5 st)
- delenie: 100 g / 0.2 lb
- LCD displej (25 mm - 1 ")
- zapnutie pri stúpnutí na váhu
- automatické vypnutie
- indikátor preťaženia
- indikátor slabej batérie

Údržba:

Umiestnením váhy na tvrdú a rovnú plochu zaistíte presnejšie váženie.

Vážte sa vždy na rovnakom povrchu. Iné povrchy môžu zapríčiniť menej presné váženie.

Vážte sa vždy bez oblečenia, bosí a pred jedlom. Doporučujeme sa vážiť ráno.

Váha zaokrúhľuje nahor alebo nadol k najbližšiemu 100 g / 0.2 lb. Ak sa vážite dvakrát a dostanete dva rôzne výsledky, Vaša váha je medzi dvoma výsledkami.

Čistite váhu s vlhkou handrou, ale nedovoľte, aby sa voda dostala dovnútra váhy. Nepoužívajte žiadny chemický prostriedok.

Vyberte batérie, ak nebudete váhu používať dlhší čas.

Zaobchádzajte s váhou opatrne. Predchádzajte pádu a neskáčte na váhe.

Záruka

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.

Záruka sa vzťahuje výhradne na vady materiálu a výrobné vady.



Výrobca prehlasuje, že výrobok je v súlade so Smernicou 2014/30/EU a vyhovuje EN 55014-1:2017, EN55014-2:2015.
TÜV SÜD Product Service GmbH Nemecko No: E8A180484853003

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215 www.matgroup.cz